

HEIZKOPF FÜR MASSAGEPISTOLE

Batteriekapazität	900 mAh
Akku-Typ	18350
Ladezeit	3–3.5 Uhr
Verwendbares Ladegerät	5V–2A Handyladegerät
Ausgangsstrom	0.21–0.23A
Sicherheitsbetriebsintervall	15 Protokoll
Maximale Temperatur	Stufe 1: 44 °C max Stufe 2: 56 °C max Stufe 3: 61 °C max



ANWEISUNGEN

Drücken Sie einmal den Netzschalter und die erste Heizanzeige leuchtet auf. Drücken Sie den Netzschalter ein zweites und ein drittes Mal und die verbleibenden beiden Heizanzeigen leuchten nacheinander auf. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, wenn alle Heizanzeigen leuchten.

Eine blaue Betriebsanzeige zeigt an, dass sich der Akku im Normalzustand befindet. Eine blinkende rote Betriebsanzeige zeigt an, dass die Batterie schwach ist und benötigt wird aufladen.

Die Betriebsanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und leuchtet blau, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.