

CABEZAL CALEFACTOR PARA PISTOLA DE MASAJE

Capacidad de la batería	900 mAh
Tipo de Batería	18350
Tiempo de carga	3-3,5 horas
Cargador utilizable	Cargador de teléfono móvil 5V-2A
Corriente de salida	0,21-0,23A
Intervalo de funcionamiento de seguridad	15 minutos
Temperatura máxima	Etapa 1: 44°C máx. Etapa 2: 56°C máx. Etapa 3: 61°C máx.



INSTRUCCIONES

Presione el botón de encendido una vez y se iluminará el primer indicador de calentamiento. Presione el botón de encendido por segunda y tercera vez y los dos indicadores de calefacción restantes se iluminarán uno por uno. Para apagar el dispositivo, presione el botón de encendido nuevamente cuando todos los indicadores de calefacción estén encendidos.

Un indicador de energía azul indica que la batería está en condiciones normales. Una luz roja intermitente indica que la batería está baja y es necesaria recargar.

El indicador de encendido se ilumina en rojo mientras se carga y se vuelve azul cuando está completamente cargado.