

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

MAGYAR

MB1Pro
MASSÁZSKÉSZÜLÉK

RÓLUNK

A MISURA minőségi termékekkel támogatja az egészséges életmódot, és ezáltal javítja a felhasználók életszínvonalát.

A testmozgás és a sportolás kétségtelenül hozzájárul fizikai és szellemi jólétünkhöz. A testmozgást pihenésnek és a megfeszített izmok alapos ellazításának kell követnie. A mai rohanó világban erre nem mindig van idő, és az eredmény túlzott izomfáradtság, feszültség és néha akár kellemetlen fájdalom is lehet.

A MISURA megoldást kínál a MISURA MB1Pro masszírozó formájában. Ez egy kézi masszázskészülék, amely az izomszövet mélyéig hatoló összpontosított nyomásimpulzusokat alkalmaz. Ezek a nyomásimpulzusok megszüntetik az izomcsomókat, segítenek az izmok ellazításában, javítják a vérkeringést és gyorsan növelik a mozgástartományt. A masszírozó megfelelő használata gyorsan lerövidítheti az edzés utáni regenerálódási időt, miközben csökkenti az izomfeszültséget és az esetleges fájdalmat.

MISURA – SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁS!

TERMÉKBEVEZETÉS

A MISURA masszázskészüléket fizioterapeuták, gerincterapeuták és ergonómiaprofesszorok közreműködésével tervezték és fejlesztették ki. Profi sportolókat is meghívtak a termék tesztelésére. A termék egyedi funkcióit és tulajdonságait folyamatosan tesztelik a készülék optimális teljesítményének eléréséhez, hogy a vásárlók számára az izomregeneráció és a professzionális masszázsszélmény leghatékonyabb formáját tudják biztosítani.

A MISURA MB1Pro masszázskészülék lüktető rezgéseket használ, amelyek összességében hozzájárulnak a test általános teljesítményének növeléséhez. A kézi masszírozó készülék kiváló minőségű alkatrészekből készül és megfelelő mértékű rezgést biztosít.

A kézi masszírozó minden korosztály számára alkalmas. Ideális a test általános teljesítményének javítására, emellett felgyorsítja a regenerációt, növeli a mozgástartományt, a kényelmet, és ezáltal az általános közérzetet is javítja.


TARTALOM

FELÉPÍTÉS.....	1
PARAMÉTEREK.....	2
FUNKCIÓ.....	3
ELŐNYÖK.....	4
EGYSZERŰ KEZELÉS.....	8
TÖLTÉS.....	9
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	10
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	11
FIGYELMEZTETÉSEK.....	12
MEGJEGYZÉS.....	12
GARANCIA.....	13
JOGI NYILATKOZAT.....	14
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK.....	15


FELÉPÍTÉS

1



Oldalnézet



Hátsó nézet



Alsó nézet




Légpárnás fej

Exkluzív szabadalmaztatott kialakítás, alkalmas a különböző testrészek csontjaihoz.




Spirál fej

Alkalmas mély szöveti impulzusokhoz, például meridiánokhoz, ízületekhez, tenyérhez, lábfejhez.




Gömbfej

Nagy izomcsoportokhoz alkalmas, mint az alkarok, derék, csípő, combok és a vádli számára.




Lapos fej

Alkalmas a különböző izomrészek relaxálására és formálására.



Villafej

Alkalmas a nyak, a gerinc, és az Achilles-ín masszírozására.



Félféjs fej

Alkalmas nyak, gerinc, Achilles-ín masszírozására.

PARAMÉTEREK

2



1. Kivehető, cserélhető fejek. Erős húzással eltávolítható
2. Nagy sebességű kefe nélküli motor
3. Kézi markolat elemekkel (25,2V DC/-1A)
4. Tápkapcsoló
5. Akkumulátor szintjelző LED (kék)
6. Frekvenciaszint-jelző LED (kék)
7. DC töltőport

Tétel modellszáma	MB1Pro masszázskészülék
Tétel súlya	1,1 kg
Tétel Méretei	25 × 7,5 × 22 cm
Csomag súlya	2,3 kg
Csomag mérete	35 × 9,7 × 24,5 cm
Zajszintek	35dB
Akkumulátorok	6 lítium-ion akkumulátor szükséges (tartozék)
Töltési idő	2–3 óra
Az akkumulátor élettartama	8 óra
Automatikus kikapcsolás	Igen
Automatikus kikapcsolási idő	10 perc
Anyagok	ABS, szilikon, habosító stb.
Tartalmazott összetevők	1*Masszázspisztoly, 6*Masszázsfejek, 1*AC adapter, 1*Kézikönyv
Kezelési szintek	Mély ütés, erős nyomás

FUNKCIÓ

3

Az izmok merevek és fájdalmasak lehetnek edzés után, a végtagok pedig nehezek és gyengék. Az ok a „fasciában” rejlik - a fascia egy lágyszövet (izomhüvely), amely körbefedi és összeköti az izmokat és az inakat. Az intenzív testmozgás, a nyújtás és az izmok lazításának hiánya, illetve a rossz testtartás lerövidülést vagy szakadást, valamint a fascia és az izmok károsodását okozhatja. Ezenkívül csökkentheti az ízületek mozgékonyását és „késleltetett izomfájdalmat” is okozhat.

A MISURA MB1Pro mélyen ellazítja a fasciát, ezáltal enyhítve a feszültséget és a fájdalmat. A MISURA masszírozó ellazítja a mély izmokat egy erős, nagyfrekvenciás rezgéses stimuláció segítségével, behatol a fasciába, gyorsan lebontja az edzés után keletkező tejsavat, ellazítja a feszes és merev izomszövetet. A csomópontok és az izmok masszírozásával megelőzi az izomtapadásokat, enyhíti a fáradtságot és a fájdalmat, valamint enyhíti az általános izomkárosodást.

A MISURA MB1Pro kézi masszírozó egy fejlett masszázskészülék. Mélyreható és erőteljes rezgéses stimulációt hajt végre, ellazítja a fasciát, megszünteti a merevséget és az izmok megfeszülését, ami a következő előnyökkel jár:

- Felgyorsítja az izomnövekedést.
- Erősíti az izmok rugalmasságát.
- Segít felgyorsítani az izmok regenerálódását.
- Felszabadítja és csökkenti a tejsavat a szervezetben.
- Javítja és kiterjeszti a mozgástartományt.
- Csökkenti a lágyrészek károsodásával járó fájdalmat.
- Csökkenti a késleltetett izomfájdalom előfordulását.
- Javítja a véráramlást.



ELŐNYÖK

4


Modern T-alakú kialakítás

A karcsú, innovatív és ergonomikus csúszásgátló fogantyú a készülék kényelmes fogását és könnyű kezelhetőségét teszi lehetővé.

A termék vonzerejét a kiváló minőségű fémes kialakítás hangsúlyozza, amelyet a letisztult T-alakú vonalak fokoznak.

Nagy erő közvetlenül a test mélyére

A pontos belső kiegyensúlyozásnak köszönhetően a MISURA MB1Pro akár 3200 fordulat/perc teljesítményt tud nyújtani, nagyon alacsony energiafogyasztással. Ez az erőteljes energiaforrás akár 6 mm mélységig érinti az izomcsoportokat. Gyorsan feloldja a fizikai erőfeszítés során keletkezett tejsavat, megnyújtja az összes izomsejtet, ami megkönnyebbülést okoz az egész testben.




Öt sebességfokozat és intelligens nyomásérzékelő technológia

A készüléket tudományosan tervezték, figyelembe véve a felhasználó egyedi igényeit. A változtatható ötfokozatú frekvencia átalakítás és az intelligens rezgésnyomás-érzékelő mód tökéletesen alkalmazkodik a felhasználók egyéni igényeihez. Akár egy mindennapi, nyugtató és pihentető masszázsról, vagy egy mély szakember általi intenzív masszázsról van szó, mindig megtalálja a megfelelő fokozatot.

Csendes üzemmód. Élvezze a pihenés pillanatát

A csúcscategóriás kefe nélküli motor új generációs zajsökkentő technológiával van felszerelve, amely mindössze 35 decibelre szabályozza a zajt. Ez garantálja a készülék csendes működését, bárhol is használja azt. Legyen az edzőterem, öltöző, vagy például az iroda csendjében, vagy otthon. Hagyja, hogy a fáradtság csillapodjon a csendben, és adja meg testének és lelkének ezt a békés kikapcsolódást.



Lítium akkumulátor hosszú, 8 órás üzemidővel

A MISURA MB1Pro masszírozó 2500 mAh-s li-ion akkumulátorral van felszerelve.


Ennek köszönhetően a készülék akár 8 órán keresztül is képes működni.

A gyorsfeltöltővel egy teljes feltöltés 2 órát vesz igénybe.

A nagy hatékonyságú és energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi azt, hogy a készüléket első fokozatban körülbelül 36 napig lehessen folyamatosan használni töltés nélkül (napi 10 perces normál üzemmódban).

Intelligens leállítási funkció

A masszírozó használatának időtartama a test különböző részeihez képest változik. Annak érdekében, hogy elkerülje a túl hosszú masszázsidőt a test egyik részén, és az izmok és a csontok esetleges károsodását, a masszírozó Smart Shutdown Time funkcióval van felszerelve. Automatikusan leáll 10 perc folyamatos használat után. Ez megvédi a testét és meghosszabbítja a készülék élettartamát.



A változtatható beállításoknak köszönhetően mindenki számára alkalmas

MISURA MB1Pro alkalmas a hát-, váll- és nyakfájdalom tüneteinek kezelésére, amit az irodában való hosszas ülés, a nehéz tárgyak cipelése és a hosszú utak megtétele okoz. Sportolók számára is alkalmas. A MISURA MB1Pro készülék kiváló egészségügyi kiegészítő a merev izmok ellazítására, relaxációra és regenerációra, valamint alakformálásra.

Könnyű, kompakt és ideális utazáshoz

A gumi, az ultrakönnyű üvegszál és a nagy teljesítményű motor kombinációja biztosítja a termék tömörségét és meglepően könnyű súlyát. A készüléket és minden tartozékát egy praktikus vízálló tokban tárolja, amely megvédi a készüléket a külső hatásoktól és a szennyeződésektől. Ez lehetővé teszi, hogy a MISURA MB1Pro készüléket mindig magánál tarthassa, akár utazás közben is.




EGYSZERŰ KEZELÉS

8

Miután a készülék teljesen feltöltődött, kapcsolja be a készüléket a Bekapcsolás/Kikapcsolás gomb hosszú megnyomásával, ekkor a készülék az első sebességi szinten marad, majd egy második rövid megnyomással a második szintre, egy harmadik rövid megnyomással pedig a harmadik szintre kapcsol. Ugyanígy beállíthatja a négyes vagy ötös sebességre is. A kék LED-ek világítása jelzi a megfelelő teljesítményszintet. Amikor a a masszázs befejeződött, nyomja meg ismét hosszan a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombot, és kapcsolja ki a készüléket. Masszírozza a kívánt testrészt a megadott sebességgel, és szükség szerint alkalmazza a nyomást. Fontos kiemelni, hogy termékünk rendelkezik egy beépített Smart Shutdown rendszerrel, amely 10 perc működés után automatikusan kikapcsolja a készüléket. Ez nagyszerű védelem a teste számára, illetve ez a készüléket is védi.


Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot/röviden a frekvencia beállításához

Akkumulátorjelző



5 Sebesség frekvenciajelző

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort körülbelül 2 órán keresztül.
- Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a töltőporthoz, és csatlakoztassa a töltőkábelt a fali aljzatba.
- Az akkumulátor LED-csíkjai mutatják az akkumulátor töltöttségi szintjét és jelzik az aktív töltést.
- Ha az akkumulátor csatlakoztatva van, a készülék LED-jei villogva jelzik az akkumulátor állapotát és az aktív töltést.
- A teljes töltöttséget az jelzi, ha az összes LED megszűnt villogni, és folyamatosan világít.
- Az akkumulátor bármikor, bármilyen töltöttségi szinten újratölthető.
- Nem ajánlott az akkumulátort teljesen lemeríteni a piros LED szintre, mivel ez jelentősen lerövidíti annak élettartamát.
- Az akkumulátor átlagos élettartama az első fokozat sebességétől függően akár 8 óra is lehet. Az akkumulátor élettartama csökken, ha magasabb sebességfokozatot használ.



FELTÖLTÉS


TIPPEK

A készüléket használaton kívül is teljesen feltöltve kell tartani. Ez segít meghosszabbítani a készülék akkumulátorának élettartamát. Az akkumulátor körülbelül 2 évig bírja teljes feltöltéssel. Javasoljuk azonban, hogy félévente ellenőrizze az akkumulátort, és szükség esetén tölts fel teljesen.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

10

- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves törölközővel, majd szárítsa meg egy puha ruhával.
- Tároláshoz vagy utazás közben használja a termékhez mellékelt táskát.
- Száraz, jól szellőző és könnyen hozzáférhető helyen tárolja. Ne pakoljon rá.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor félévente ki kell csomagolni, ellenőrizni és feltölteni.
- A termék alkalmas autóval, vonattal, hajóval és légi úton történő szállításra.
- A terméket szállítás közben úgy kell tárolni, hogy ne legyen kitéve erős rezgésnek, ütközésnek, borulásnak, leejtésnek és túlzott páratartalomnak.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

11

Az áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket az alábbi utasításoknak megfelelően kell használni.

- Csak felnőttek használhatják.
- Csak száraz, tiszta testfelületen vagy ruházaton használja, gyengéden nyomva és mozgatva a testet kb. 60 másodpercig minden egyes területen.
- A masszírozót csak a lágy testszöveteken használja szükség szerint, anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja a fejen vagy a test kemény vagy csontos területein.
- Azokat a fejeket használja, amelyek a legjobb kívánt hatást fejtik ki az adott izomterületre.
- Zúródások előfordulhatnak, függetlenül a vezérlés beállításától vagy az alkalmazott nyomástól. Ellenőrizze a gyakran kezelt területeket, és a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jelére azonnal állítsa le a készüléket.
- Tartsa távol az ujjakat, a haját vagy más testrészeket az eszköz szárától és hátuljától, mert becsípődhetnek.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a masszírozó szellőzőnyílásaiba.
- Ne helyezze a készüléket vízbe, és ne engedje, hogy víz jusson a masszírozó készülék szellőzőnyílásaiba.
- Védje a készüléket a leeséstől vagy a helytelen használatától.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort. A masszírozó készülék egyes alkatrészeit semmilyen módon ne babrálja meg, illetve ne változtassa meg.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszírozót használat vagy töltés közben.

FIGYELMEZTETÉSEK

12

- Ne merítse a készüléket víz alá.
- Védje meg folyadékoktól és a hőforrásoktól.
- Védje a szellőzőnyílásokat a portól és apró tárgyaktól.
- Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. A termék kialakításával kapcsolatos bármilyen beavatkozás esetén a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti.
- Ne használja folyamatosan egy óránál hosszabb ideig.
- Hagyja a készüléket legalább 30 percre pihenni, mielőtt újra használná.
- Töltés után vagy használat előtt húzza ki a töltőt a készülék akkumulátorából.
- Ne okozzon magának sérülést. Forduljon orvosához ha bizonytalan a készülék használatának alkalmasságát illetően.
- A terméket csak a termék kézikönyvében található használati utasításoknak megfelelően használja.

MEGJEGYZÉS

12

Ne használjon masszázsbereendezést vagy bármilyen vibrációs eszközt orvosa előzetes jóváhagyása nélkül, ha az alábbiak bármelyike vonatkozik Önre:

Terhesség, cukorbetegség szövődeményekkel, mint pl. neuropátia vagy retinakárosodás, szívgyengeség, nemrégiben végzett műtét, epilepszia és migrén, porckorongsérv, spondylolisthesis vagy spondylosis, nemrégiben végzett ízületi csere vagy spirál, fémtüskék vagy lemezek, vagy bármilyen, az Ön fizikai egészségére vonatkozó aggodalom. Törékeny egyéneknek vagy gyermekeknek a vibrációs berendezések használata során felnőtt jelenléte szükséges. Ezek az ellenjavaslatok nem jelentik azt, hogy nem használhat vibrációs vagy edzőkészüléket, de előbb konzultáljon orvosával. Folyamatban lévő kutatások a hatásokról a rezgésgyakorlatoknak az egyes egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatása valószínűleg a fent felsorolt ellenjavaslatok listájának lerövidüléséhez vezet majd. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs gyakorlatok beépítése a kezelési tervbe számos esetben ajánlott. A gyakorlatokat orvos vagy más szakorvos vagy fizioterapeuta tanácsára és segítségével kell végezni.

GARANCIA

13

A garancia a vásárlás időpontjától kezdődik. Ha a termék anyaghiba miatt, vagy tervezési folyamat során 24 hónapon belül meghibásodik, a Társaság ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket, illetve új termékre cseréli azt, kivéve az alábbi esetekben:

- A berendezés helytelen használata vagy a szállítás során keletkezett sérülések.
- A berendezés jogosulatlan szétszerelése vagy javítása.
- A használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
- A termék az ügyfél szokatlan tárolási vagy karbantartási környezete miatt sérült meg.
- Ha a vásárlásról szóló igazolás nem kerül benyújtásra, a vállalat fenntartja a jogot a garancia megtagadására.

JOGI NYILATKOZAT

14

Ha Ön a Figyelmeztetések részben felsorolt bármelyik betegségben szenved, a MISURA MB3 használata esetén mindig forduljon orvosához.

A MISURA Store s.r.o. nem minősül engedélyezett egészségügyi szolgáltatónak, és kijelenti, hogy nem rendelkezik szakértelemmel semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálásában, kivizsgálásában vagy kezelésében, illetve semmilyen konkrét gyakorlat hatásának meghatározásában, vagy egészségügyi állapotra vonatkozó terápiában. Bármilyen gyakorlaton vagy terápián való részvétel esetén fennáll a fizikai sérülés lehetősége. Ha Ön részt vesz ilyen gyakorlatban vagy terápiában, beleegyezik, hogy ezt saját felelősségére teszi, önként vesz részt ezekben a tevékenységekben, és ezáltal vállalja a sérülés kockázatát. Ezzel Ön beleegyezik abba is, hogy felmenti a felelősség alól minden ismert vagy ismeretlen, a MISURA Store s.r.o.-val szembeni követelést, ami a termék gondatlan vagy helytelen használatából ered.

Legalább 18 évesnek kell lennie. Ha erős fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Bármilyen edzésprogram, beleértve ezt is, sérülést okozhat. Forduljon orvoshoz, mielőtt elkezdené ezt vagy bármilyen edzés- vagy terápiás programot. A gyártók, forgalmazók, beszállítók és kereskedők kizárnak minden felelősséget az itt található információkkal, gyakorlatbemutatókkal vagy utasításokkal kapcsolatos károkért.

Szerzői jog 2021. MISURA Store Kft, 24 hónap korlátozott garancia. Általános Szerződési Feltételek érvényessége.

1. kérdés: Hogyan működik a masszírozó?

V: A MISURA MB1Pro masszázskészülék ellazítja a fasciát, valamint a merev és feszes izmokat. A mély és erős rezgések stimulációjának köszönhetően ellazítja a feszes lágy szöveteket, elősegíti a vérkeringést és gyorsan feloldja az edzés után keletkező tejsavat, ami jelentősen csökkenti az izmok regenerálódási idejét. Ugyanakkor megszünteti a fájdalmat, csökkenti az izomtapadást, mérsékli a szöveti gyulladást, gyorsítja a sebgyógyulást és megelőzi a sportsérüléseket.

2. kérdés: Ki tudom cserélni az akkumulátort? Hogyan használhatom megfelelően az akkumulátort? Mennyi az akkumulátor élettartama?

V: A készülék kiváló minőségű 18650 lítium akkumulátorokat használ. Az akkumulátor újratölthető, ezért külön nem cserélhető. Ne szerelje szét vagy cserélje ki az akkumulátort szakember segítsége nélkül.

Az üzemidő teljes feltöltés után akár 8 óra is lehet. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében tartsa szem előtt a következőket:

1. Az első használat előtt töltsd az akkumulátort 2 órán keresztül, hogy teljesen feltöltődjön.
2. Ha az akkumulátor 90 %-ban kimerült, újra kell tölteni.
3. Ha a terméket nem használja, töltsd fel teljesen.

Tartós akkumulátorproblémák esetén forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz a **www.misura.shop** címen.

3. kérdés: A piacon kapható masszírozók hasonlóan néznek ki. Hogyan hasonlíthatom össze a mélyebb stimulációra ható erőket? Mekkora a kilengés? Mekkora a kilengés mélysége?

V: A MISURA MB1Pro egy kiváló mélyszöveti masszázspisztoly. Forgó kettős csapágyazású kialakítással rendelkezik, amely erős és éles erőt biztosít. A nagy sebességű impulzusok 3.200 fordulat/perc alatt akár 12 mm mélyre is behatolnak az izomcsoportokba, és gyorsan lebontják az edzés után keletkező tejsavat, ezáltal kellemes élményt nyújt közvetlenül az izmok mélyén.

4. kérdés: Hogyan kell helyesen behelyezni a tartozékokat a készülékbe? Milyen ajánlások vannak a különböző tartozékokhoz?

V: A MISURA MB3 hat professzionális masszázsfejet tartalmaz, amelyek a test minden részéhez alkalmazkodnak. A megfelelő masszázsfejeket saját igényeinek megfelelően használhatja. A masszázsfej beszerelésének megfelelő módszere: húzza/szerelje fel a fejet, miközben a masszázsfejet kissé elfordítja a húzáshoz/felszereléshez, ne húzza/szerelje fel közvetlenül. Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvünket a konkrét utasításokért.

5. kérdés: Milyen sebességi beállításokkal rendelkezik a masszírozó? Hogyan tudom kiválasztani a megfelelő sebességet?

V: A masszázs intenzitását az Ön által preferált frekvencia és nyomaték szerint állíthatja be, ami mélyszöveti izomlazítást biztosít. A masszázsnak nem kell fájdalmasnak lennie, ezért válassza ki az aktuális igényeinek megfelelő impulzusfrekvenciát.

6. kérdés: Nem bírom a hangos zajokat, milyen zaj/csillapítási szintje van ennek a masszírozónak?

V: A MISURA MB1Pro masszírozó egy új generációs zajcsökkentő technológiával felszerelt, kefe nélküli motort használ, amely legfeljebb 35 decibelig terjedő zajcsökkentéssel rendelkezik. Merüljön el szinte zajtalanul testével és elméjével, és élvezze a relaxáció békés pillanatait.

7. kérdés: Van ennek a masszírozónak időzítő funkciója?

V: A MISURA MB1Pro masszírozó intelligens kikapcsolási időzítéssel van felszerelve. Tíz perc folyamatos használat után automatikusan leáll. Ez biztosítja a biztonságos működést, mind az egészségvédelem, mind a készülék élettartamának szempontjából.

8. kérdés: Mikor használhatom a masszírozót?

V: Ez a helyzettől függ. Használja a MISURA MB1Pro masszírozót edzés előtt, hogy bemelegítsen és aktiválja az izmok erejét. A MISURA MB1Pro használata edzés közben ellazíthatja a feszes izmokat. Edzés után használja a MISURA MB1Pro masszírozót a mélymasszázshoz és relaxáláshoz, a fáradtság és a fájdalmak megszüntetéséhez és az erőnlét gyors helyreállításához.

9. kérdés: A masszírozóhoz tartozik tok? Milyen nehéz? Könnyű szállítani?

V: A MISURA MB1Pro masszírozó mindössze 1,05 kg súlyú, és egy kiváló minőségű, ergonomikus és vízálló tokban kerül forgalomba, így könnyen hordozható. Bárhová magával viheti, és bármikor élvezheti az új, professzionális masszázs élményét.

10. kérdés: Ez a termék nem működik a vásárlás után. Mi a visszatérítési irányelv? Hogyan léphetek kapcsolatba a gyártóval garanciális javítás/csere ügyében?

V: Ha a termék a vásárlástól számított 24 hónapon belül anyag- vagy konstrukciós hiba miatt meghibásodik, új termékre cseréljük vagy ingyenesen megjavítjuk azt.

Ha bármi másban is tudunk segíteni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal: **info@misura.shop**.



Köszönjük a vásárlást.
Szükség esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Gyártó/importőr:

MISURA Store s.r.o.,

ID: CZ264 03 714

www.misura.shop

info@misura.shop





MISURA

