

BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH

MBIPro
MASSAGEGERÄT



MISURA

ÜBER UNS

MISURA fördert durch Qualitätsprodukte einen gesunden Lebensstil und steigert damit den Lebensstandard seiner Anwender.

Bewegung und sportliche Betätigung tragen zweifelsohne zu unserem körperlichen und geistigen Wohlbefinden bei. Auf körperliche Betätigung sollte aber auch Entspannung und eine gründliche Lockerung der beanspruchten Muskulatur folgen. In der heutigen hektischen Zeit bleibt dafür manchmal keine Zeit und die Folge können übermäßige Muskelermüdung, Verspannungen und manchmal unangenehme Schmerzen sein.

MISURA bringt eine Lösung in Form des MISURA MB1Pro Massagegerätes. Es ist ein handgeführtes Massagegerät, das konzentrierte Druckimpulse tief in das Muskelgewebe einbringt. Diese Druckimpulse lösen Muskelknoten und helfen die Muskeln zu entspannen, die Durchblutung zu verbessern und den Bewegungsumfang schnell zu erhöhen. Die richtige Anwendung des Massagegerätes kann die Erholungszeit nach dem Training schnell verkürzen und gleichzeitig Muskelverspannungen und mögliche Schmerzen reduzieren.

MISURA – EINE MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNG!

ÜBER DAS PRODUKT

Das MISURA Massagegerät wurde in Zusammenarbeit mit einem Team von Physiotherapeuten, Wirbelsäulenthérapeuten und Ergonomieprofessoren entworfen und entwickelt. Auch professionelle Sportler wurden eingeladen, das Produkt zu testen.

Die einzigartigen Funktionen und Eigenschaften des Produkts werden ständig auf den Prüfstand gestellt, um die optimale Leistung des Geräts zu erreichen und den Kunden die effektivste Form der Muskelerholung und ein professionelles Massageerlebnis zu bieten.

Das MISURA MB1Pro Massagegerät nutzt pulsierende Vibrationen, um die Leistungsfähigkeit des gesamten Körpers zu steigern. Das Handmassagegerät ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt und bietet genau die richtige Menge an Vibrationen.

Das Handmassagegerät ist für alle Altersgruppen geeignet. Es ist ideal zur Verbesserung der allgemeinen Körperleistung, zur schnelleren Erholung, zur Erhöhung des Bewegungsumfangs, zum Komfort und damit zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.


INHALT

| | |
|----------------------------|----|
| KONSTRUKTION | 1 |
| PARAMETER..... | 2 |
| MERKMALE | 3 |
| VORTEILE..... | 4 |
| EINFACHE BEDIENUNG | 8 |
| LADEN..... | 9 |
| WARTUNG UND REINIGUNG..... | 10 |
| SICHERHEITSHINWEISE..... | 11 |
| WARNHINWEISE..... | 12 |
| VORSICHTSHINWEISE | 12 |
| GARANTIE..... | 13 |
| HAFTUNGSAUSSCHLUS..... | 14 |
| FRAGEN UND ANTWORTEN..... | 15 |


STRUKTUR

1



Seitenansicht



Rückansicht




Untersicht




Luftkissenkopf

Exklusives Patentdesign, geeignet für Knochen verschiedener Körperteile.




Spiralkopf

Geeignet für stöße auf tiefe Gewebe wie Meridiane, Gelenke, Handflächen und Fußsohlen.




Kugelkopf

Geeignet für Massenmuskelgruppen wie Arme, Taille, Hüften, und Waden Oberschenkel




Flachkopf

Geeignet zur Entspannung und Formgebung verschiedener Muskelteile.



Gabelkopf

Geeignet für Massage Hals, Wirbelsäule, Achillessehne.




Halbmondkopf

Geeignet für Schulter und Bein

PARAMETER

2



1. Abnehmbare, austauschbare Applikatoren.
Zum Entfernen fest ziehen
2. Bürstenloser Hochgeschwindigkeitsmotor
3. Handgrif mit Batterien (25,2V DC/1A)
4. Netzschalter
5. Batteriestandsanzeige-LED (blau)
6. Frequenzpegelanzeige-LED (blau)
7. DC-Ladeanschluss

| | |
|----------------------------|--|
| Artikel Modellnummer | MB1Pro Massagegerät |
| Artikelgewicht | 1,1 kg |
| Artikelabmessungen | 25 × 7,5 × 22 cm |
| Paketgewicht | 2,3 kg |
| Paketabmessungen | 35 × 9,7 × 24,5 cm |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Batterien | 6 Lithium-Ionen-Batterien erforderlich. (inbegriffen) |
| Ladezeit | 2–3 hours |
| Lebensdauer der Batterie | 8 hours |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Automatische Ausschaltzeit | 10 Minuten |
| Materialien | ABS, Silikon, Schaum usw. |
| Enthaltene Komponenten | 1 × Massagepistole, 6 × Massageköpfe, 1 × Netzteil, 1 × Handbuch |
| Behandlungsstufe | Tiefes Schlagzeug, starker Druck |

FUNKTIONEN

3

Muskeln können sich nach dem Training steif und wund anfühlen und Gliedmaßen können sich schwer und schwach anfühlen. Die Ursache liegt in den „Faszien“ - die Faszien sind das weiche Gewebe (die blanke Muskelscheide), das Muskeln und Sehnen umhüllt und miteinander verbindet. Intensives Training, mangelnde Dehnung und Lockerung der Muskeln oder schlechte Körperhaltung können zu Verkürzungen oder Rissen und Schäden an den Faszien und Muskeln führen. Außerdem kann es die Beweglichkeit der Gelenke einschränken und einen „verzögert auftretenden Muskelkater“ verursachen. Das MISURA MB1Pro Produkt entspannt die Faszien tiefgreifend und lindert das Gefühl von Verspannungen und Schmerzen. Das MISURA-Massagegerät entspannt die Tiefenmuskulatur mit einer kraftvollen Hochfrequenz-Vibrationsstimulation, dringt in die Faszien ein, baut die nach dem Training produzierte Milchsäure schnell ab und entspannt das straffe und steife Muskelgewebe. Durch die Massage der Knotenpunkte und Muskeln wird Muskelverklebungen vorgebeugt, Müdigkeit und Schmerzen werden gelindert und allgemeine Muskelbeschwerden gelindert.

Das MISURA MB1Pro Handmassagegerät ist ein fortschrittliches Massagegerät. Es führt eine tiefe und kraftvolle Vibrationsstimulation durch, entspannt die Faszien, beseitigt Steifheit und verspannte Muskeln, was zu folgenden Vorteilen führt:

- Beschleunigt den Muskelaufbau.
- Stärkt die Muskelflexibilität.
- Hilft, die Muskelerholung zu beschleunigen.
- Entspannt und reduziert die Milchsäure im Körper.
- Verbessert und erweitert den Bewegungsumfang.
- Reduziert Schmerzen im Zusammenhang mit Weichteilschäden.
- Reduziert das Auftreten von verzögert auftretenden Muskelschmerzen.
- Verbessert die Blutzirkulation.



VORTEILE

4


Modernes T-förmiges Design

Der schlanke, innovative und ergonomische Anti-Rutsch-Griff ermöglicht ein bequemes und ergonomisches Greifen.

Die Attraktivität des Produkts wird durch das hochwertige space-graue Design unterstrichen, das durch die klare T-förmige Linienführung noch verstärkt wird.

Große Kraft bis in den Körper

Dank seiner präzisen inneren Auswuchtung verfügt der MISURA MB1Pro über eine Leistungsabgabe von bis zu 3.200 U/min bei sehr geringem Energiebedarf. Diese kraftvolle Energiequelle trifft die Muskelgruppen bis zu 12 mm tief. Sie löst die bei körperlicher Anstrengung entstehende Milchsäure schnell auf, dehnt jede Muskelzelle und bringt Erleichterung bis tief in den Körper.




Fünf Gänge und intelligente Drucksensortechnik

Das Gerät wurde wissenschaftlich mit Blick auf die spezifischen Bedürfnisse seines Benutzers entwickelt. Die variable Fünf-Gang-Frequenz und der intelligente Vibrationsdruck-Sensormodus passen sich perfekt an die individuellen Bedürfnisse seiner Benutzer an. Ob es sich um eine alltägliche, wohltuende und entspannende Massage handelt oder um eine professionelle Pflege, die eine tiefe, intensive Massage erfordert, Sie finden immer die richtige Amplitude.

Leiser Betriebsmodus. Genießen Sie einen Moment der Entspannung

Der bürstenlose High-End-Motor ist mit einer neuen Generation von Geräuschreduzierungstechnologie ausgestattet, die das Geräusch auf nur 35 Dezibel reguliert. Das garantiert einen leisen Betrieb, wo auch immer Sie das Gerät einsetzen wollen. Ob im Fitnessstudio, in der Umkleidekabine oder im stillen Kämmerlein im Büro oder zu Hause. Lassen Sie in der Stille Ihre Müdigkeit verfliegen und gönnen Sie Ihrem Körper und Geist eine entspannende und ruhige Erholung.




Lithium-Akku mit langen 8 Stunden Akkulaufzeit

Das MISURA MB1Pro Massagegerät ist mit einem 2500 mAh Li-Ionen-Akku ausgestattet. Dank ihm kann das Gerät bis zu 8 Stunden lang arbeiten. Mit dem Schnellladegerät dauert eine volle Ladung 2 Stunden.

Die hohe Effizienz und der sparsame Betrieb ermöglichen eine kontinuierliche Nutzung des Geräts im ersten Gang ca. 36 Tage lang ohne Aufladen genutzt werden (bei normalem täglichen Betrieb von 10 Minuten pro Tag).

Smart Shutdown-Funktion

Die Nutzungsdauer des Massagegeräts variiert je nach den verschiedenen Körperpartien. Um eine zu lange Massagezeit an einem Körperteil und mögliche Schäden an Muskeln und Knochen zu vermeiden, ist das Massagegerät mit einer Smart Shutdown-Zeitfunktion ausgestattet. Es schaltet sich automatisch nach 10 Minuten Dauerbetrieb ab. Dies schützt Ihren Körper und verlängert die Lebensdauer des Geräts. .



Für jeden geeignet dank variabler Einstellung

Unser Massagegerät MISURA MB1Pro eignet sich für Rücken-, Schulter- und Nackenschmerzen, die durch langes Sitzen im Büro, das Tragen schwerer Gegenstände und lange Reisen verursacht werden. Es ist auch für Sportler geeignet. Das MISURA MB1Pro Gerät ist eine hervorragende Ergänzung zur Gesundheitsvorsorge, zur Lockerung steifer Muskeln, zur Entspannung und Regeneration und zur Körperformung.

Leicht, kompakt und ideal für die Reise

Die Kombination aus Gummi, ultraleichtem Fiberglas, geringem Gewicht und leistungsstarkem Motor sorgt dafür, dass das Produkt kompakt und erstaunlich leicht ist. Das Gerät und das gesamte Zubehör sind in einem praktischen, wasserdichten Koffer untergebracht, der die Geräte vor äußeren Einflüssen und Schmutz schützt. So können Sie Ihren MISURA MB1Pro auch auf Reisen immer bei sich haben.




EINFACHE BEDIENUNG

8

Wenn das Gerät vollständig geladen ist, schalten Sie das Gerät durch langes Drücken der Ein-/Aus-Taste ein, dann bleibt das Gerät auf der ersten Geschwindigkeitsstufe stehen, gefolgt von einem zweiten kurzen Drücken auf Stufe zwei, einem dritten kurzen Drücken auf Stufe drei. Auf die gleiche Weise können Sie auf Stufe vier oder fünf einstellen. Das Aufleuchten der blauen LEDs zeigen die entsprechende Leistungsstufe an. Wenn die Massage beendet ist, drücken Sie erneut lange auf die Ein-/Aus-Taste und schalten das Gerät aus. Massieren Sie die gewünschte Körperstelle in der vorgegebenen Geschwindigkeit und üben Sie dabei den gewünschten Druck aus. Am wichtigsten ist, dass unser Produkt über ein integriertes Smart Shutdown-System verfügt, das das Gerät nach 10 Minuten Betrieb automatisch abschaltet. Das ist ein großartiger Schutz für Ihren Körper sowie für das Gerät.


Lang drücken für Netzschalter/Kurz drücken, um die Frequenz anzupassen



LADEN

9

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung ca. 2 Stunden lang vollständig auf.
- Schließen Sie den Gleichstromadapter an den Ladeanschluss an und stecken Sie das Ladekabel in die Steckdose.
- Die Akku-LED-Streifen zeigen den Ladezustand des Akkus an und signalisieren aktiven Ladevorgang an.
- Bei angeschlossenem Akku blinken die LEDs am Gerät, um den Ladezustand des Akkus und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen.
- Eine volle Ladung wird angezeigt, wenn alle LEDs aufgehört haben blinken und konstant leuchten.
- Der Akku kann jederzeit bei jedem Ladezustand wieder aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, den Akku vollständig bis zur roten LED-Ladestufe zu entladen, da dies die Lebensdauer des Akkus erheblich verkürzt.
- Die durchschnittliche Lebensdauer des Akkus beträgt bis zu 8 Stunden, basierend auf der Geschwindigkeit der ersten Stufe. Die Akkulaufzeit verringert sich bei Verwendung einer höheren Geschwindigkeitsstufe.




WARME TIPPS

Das Gerät sollte auch bei Nichtgebrauch voll aufgeladen bleiben. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der Batterie des Geräts zu verlängern. Der Akku kann mit einer vollen Ladung ca. 2 Jahre halten. Wir empfehlen jedoch, den Akku alle sechs Monate zu überprüfen und ihn bei Bedarf vollständig aufzuladen.

WARTUNG UND REINIGUNG

10

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Handtuch und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie zur Aufbewahrung oder für Reisen die mitgelieferte Tragetasche.
- Lagern Sie es an einem trockenen, gut belüfteten und leicht zugänglichen Ort. Nicht stapeln.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie es alle sechs Monate auspacken, überprüfen und aufladen.
- Das Produkt ist für den Transport per Auto, Zug, Schiff und Flugzeug geeignet.
- Das Produkt sollte während des Transports so gelagert werden, dass es keinen starken Vibrationen, Stößen, Kippen, Fallen und übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt ist.



SICHERHEITSHINWEISE

11

Um die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes oder von Verletzungen zu verringern, muss dieses Produkt in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen verwendet werden.

- Nur für Erwachsene verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche oder über der Kleidung, indem Sie in jedem Bereich ca. 60 Sekunden lang sanft auf den Körper drücken und sich darüber bewegen.
- Verwenden Sie das Massagegerät nur auf weichem Körpergewebe nach Bedarf, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen.
- Verwenden Sie es nicht am Kopf oder an harten oder knöchernen Körperstellen.
- Verwenden Sie die Köpfe, die die beste gewünschte Wirkung auf den jeweiligen Muskelbereich erzielen.
- Unabhängig von der Reglereinstellung oder dem ausgeübten Druck können Blutergüsse auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Bereiche häufig und stoppen Sie das Gerät sofort bei den ersten Anzeichen von Schmerzen oder Beschwerden.
- Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom Schaft und der Rückseite des Applikators fern, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Massagegeräts.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in die Lüftungsöffnungen des Massagegeräts eindringen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen oder Missbrauch.
- Überprüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig. Nehmen Sie keine Eingriffe oder Veränderungen an den einzelnen Komponenten des Massagegerätes vor.
- Lassen Sie das Massagegerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist oder geladen wird.

WARNHINWEISE

12

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
- Vor Flüssigkeiten und Wärmequellen schützen.
- Schützen Sie die Lüftungsöffnungen vor Staub und kleinen Gegenständen.
- Entfernen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Jegliche Manipulationen am Produktdesign führen zum Erlöschen der Garantie für dieses Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde ununterbrochen.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten ruhen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen oder vor der Benutzung vom Geräteakku.
- Verletzen Sie sich nicht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie unsicher sind, ob Sie das Gerät verwenden dürfen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung, die im Produkthandbuch enthalten ist.

VORSICHTSHINWEISE

12

Verwenden Sie keine Massagegeräte oder Vibrationsgeräte ohne vorherige Genehmigung von Ihrem Arzt, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Herzschwäche, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie und Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthesis oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder Intrauterinpressare, Metallstifte oder -platten oder jegliche Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit. Gebrechliche Personen oder Kinder sollten bei der Benutzung von Vibrationsgeräten von einem Erwachsenen begleitet werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie keine Vibrations- oder Trainingsgeräte verwenden dürfen, aber fragen Sie zuerst einen Arzt. Laufende Forschungen über die Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Erkrankungen werden wahrscheinlich zu einer Verkürzung der Liste der oben aufgeführten Kontraindikationen führen. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationsübungen in einen Behandlungsplan in mehreren Fällen empfehlenswert ist. Die Übungen müssen auf Anraten und mit Unterstützung eines Arztes oder anderen Facharztes oder Physiotherapeuten durchgeführt werden.

GARANTIE

13

Die Garantie läuft ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Wenn das Produkt aufgrund von Mängeln im Material oder Konstruktionsverfahren innerhalb von 24 Monaten ausfällt, wird das Unternehmen die defekten Teile kostenlos reparieren oder ersetzen oder neue Produkte liefern, mit Ausnahme der folgenden Fälle:

- Fehlgebrauch oder Beschädigung des Geräts durch den Transport.
- Unbefugte Demontage oder Reparatur des Geräts.
- Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung.
- Beschädigung des Produkts aufgrund ungewöhnlicher Lagerungs- oder Wartungsbedingungen des Kunden.
- Wenn der Kaufnachweis nicht erbracht wird, behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Garantie abzulehnen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

14

Wenn Sie an einer der im Abschnitt „Warnhinweise“ aufgeführten Erkrankungen leiden, konsultieren Sie die Anwendung von MISURA MB1Pro immer mit Ihrem Arzt.

Die MISURA Store s.r.o. ist kein lizenzierter Gesundheitsdienstleister und stellt dar, dass sie keine Fachkenntnisse in der Diagnose, Untersuchung oder Behandlung von medizinischen Zuständen jeglicher Art oder in der Bestimmung der Wirkung einer bestimmten Übung oder Therapie auf einen medizinischen Zustand hat. Bei der Teilnahme an einer Übung oder Therapie besteht die Möglichkeit einer körperlichen Verletzung. Wenn Sie an solchen Übungen oder Therapien teilnehmen, erklären Sie sich damit einverstanden, dies auf eigenes Risiko zu tun, freiwillig an diesen Aktivitäten teilzunehmen und damit das gesamte Risiko einer Verletzung auf sich zu nehmen. Indem Sie dies tun, stimmen Sie auch zu, alle bekannten oder unbekanntenen Ansprüche gegen MISURA Store s.r.o. freizustellen, die aus Fahrlässigkeit oder Missbrauch des Produkts entstehen.

Sie müssen 18 Jahre alt oder älter sein. Wenn Sie starke Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort. Jedes Trainingsprogramm, auch dieses, kann zu Verletzungen führen. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie mit diesem oder einem anderen Trainings- oder Therapieprogramm beginnen. Die Hersteller, Distributoren, Lieferanten und Händler lehnen jegliche Haftung für Verluste in Verbindung mit den herein enthaltenen Informationen, Übungsdemonstrationen oder Anweisungen ab.

Copyright 2021. MISURA Store s.r.o., 24 Monate beschränkte Garantie. Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

15

F1: Wie funktioniert das Massagegerät?

A: Der MISURA MB1Pro entspannt Faszien sowie steife und verspannte Muskeln. Dank der Stimulation des tiefen und starken Vibrationen entspannt es straffe Weichteile, fördert die Durchblutung und löst die nach dem Training entstehende Milchsäure schnell auf, was die Erholungszeit der Muskeln deutlich verkürzt. Gleichzeitig kann es Schmerzen beseitigen, Muskelverklebungen reduzieren, Gewebeentzündungen verringern, die Wundheilung beschleunigen und Sportverletzungen vorbeugen.

F2: Kann ich die Batterie wechseln? Wie verwende ich die Batterie richtig? Wie hoch ist die Lebensdauer der Batterie?

A: Das Gerät verwendet hochwertige 18650-Lithiumbatterien. Die Batterie ist wiederaufladbar und kann daher nicht separat ausgetauscht werden. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander und tauschen Sie ihn nicht ohne die Hilfe eines Technikers aus. Die Betriebszeit beträgt bis zu 8 Stunden nach einer vollen Ladung. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, beachten Sie Folgendes:

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung 2 Stunden lang auf, um den Akku vollständig zu laden.
2. Wenn der Akku zu 90 % entladen ist, muss er wieder aufgeladen werden.
3. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, laden Sie es vollständig auf.

Bei anhaltenden Akkuproblemen wenden Sie sich bitte an die technische Unterstützung unter **www.misura.shop**.

F3 : Die auf dem Markt erhältlichen Massagegeräte sehen ähnlich aus. Wie kann ich die Kräfte vergleichen, die für eine tiefere Stimulation wirken? Wie groß ist die Amplitude? Wie groß ist die Tiefe der Amplitude?

A: Das MISURA MB1Pro ist ein hervorragendes Tiefengewebsmassagegerät. Es verfügt über ein rotierendes Doppellagerdesign, das eine starke und scharfe Kraft liefert. Hochgeschwindigkeits-Impulse 3.200 U/min können bis zu 12 mm tief in die Muskelgruppen eindringen und die nach dem Training entstandene Milchsäure schnell abbauen - für ein angenehmes Erlebnis direkt in der Muskeltiefe.

F4: Wie wird das Zubehör richtig in das Gerät eingesetzt? Wie lauten die Empfehlungen für die verschiedenen Zubehörteile?

A: Das MISURA MB1Pro Massagegerät verfügt über sechs professionelle Massageköpfe, die sich an jede Körperpartie anpassen. Sie können die jeweiligen Massageköpfe nach Ihren eigenen Bedürfnissen verwenden. Richtige Installationsmethode für den Massagekopf: Ziehen Sie den Kopf unter leichter Drehung des Massagekopfes heraus und installieren Sie ihn, ziehen Sie ihn nicht direkt heraus. Bitte lesen Sie unsere Gebrauchsanweisung für spezifische Anweisungen.

F5: Welche Geschwindigkeitsoptionen hat das Massagegerät? Wie wähle ich die richtige Geschwindigkeit?

A: Sie können die Intensität der Massage entsprechend Ihrer Präferenz der Frequenz und des Drehmoments einstellen, die für eine Tiefengewebsmuskulaturlastung sorgen. Die Massage sollte nicht schmerzhaft sein, also wählen Sie die Pulsfrequenz so, wie Sie es gerade brauchen.

F6: Ich kann laute Geräusche nicht ausstehen, wie hoch ist der Geräusch-/Dämpfungspegel dieses Massagegeräts?

A: Das MISURA MB1Pro Massagegerät verwendet einen bürstenlosen Motor, der mit einer neuen Generation von Geräuschreduzierungstechnologie bis zu einem Maximum von 35 Dezibel ausgestattet ist. Tauchen Sie Ihren Körper und Geist in nahezu Stille ein und genießen Sie einen friedlichen Moment der Entspannung.

F7: Verfügt dieses Massagegerät über eine Zeitschaltfunktion?

A: Das MISURA MB1Pro-Massagegerät ist mit einem Smart Shutdown-Zeitschutz ausgestattet. Es schaltet sich nach zehn Minuten Dauerbetrieb automatisch ab. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb, sowohl im Hinblick auf den Gesundheitsschutz als auch auf die Lebensdauer des Geräts.

F8: Wann kann ich das Massagegerät verwenden?

A: Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Verwenden Sie das MISURA MB1Pro Massagegerät vor dem Training zum Aufwärmen und zur Aktivierung der Muskelvitalität. Verwenden Sie das MISURA MB1Pro während des Trainings, um verspannte Muskeln zu entspannen. Nach dem Training verwenden Sie das MISURA MB1Pro Massagegerät, um tief zu massieren und zu entspannen, Müdigkeit und Muskelkater loszuwerden und die Vitalität schnell wiederherzustellen.

F9: Wird das Massagegerät mit einem Etui geliefert? Wie schwer ist es? Ist es leicht zu transportieren?

A: Das MISURA MB1Pro Massagegerät wiegt nur 1,05 kg und wird in einem hochwertigen, ergonomischen und wasserdichten Koffer geliefert, so dass es leicht zum Transportieren ist. Sie können es überall hin mitnehmen und jederzeit ein neues professionelles Massageerlebnis genießen.

F10: Dieses Produkt funktioniert nach dem Kauf nicht mehr. Was ist das Rückgaberecht? Wie kontaktiere ich den Hersteller für eine Garantiereparatur/einen Austausch?

A: Wenn das Produkt innerhalb von 24 Monaten ab dem Kaufdatum aufgrund von Material- oder Konstruktionsfehlern ausfällt, ersetzen wir es durch ein neues Produkt oder reparieren es kostenlos.

Wenn wir noch etwas für Sie tun können, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: info@misura.shop



Danke für Ihren Einkauf.
Wenn nötig, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Hersteller/Importeur:

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop

