



# MASSAGE GUN MB5 MINI

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA



Model: P24MB5GR, P24MB5WH, P24MB5PU

25 W

Powerful  
Brushless Motor

Only  
35dB

Active  
Lower noise




Light weight  
and Compact



C-Type  
Rechargeable

## PREHL'AD PRODUKTOV



## ZOZNAM PRODUKTOV

- 1x | Nástroj
- 1x | Nabíjací kábel typu C
- 1x | Pokyny
- 1x | Špirálová hlava
- 1x | Guľová hlava
- 1x | Plochá hlava
- 1x | Vidlicová hlava

## PARAMETRE PRODUKTU

**Model:** MB5 MINI Masážna pištoľ

**Menovité napätie:** 7,4 V

**Menovitý prúd:** 2 A


**Menovitý výkon:** 25 W

**Vstupný parameter:** 5V  2A

**Maximálna rýchlosť:** 3200 ot/min

**Kapacita batérie:** 800 mAh

## POUŽÍVANIE VÝROBKU



### On/Off

Podržaním tlačidla  na tri sekundy zariadenie zapnete

Podržaním tlačidla  na tri sekundy zariadenie vypnete


Kliknutím na tlačidlo  nastavíte rýchlosť

Maximálna rýchlosť je päť


Predvolený rýchlostný stupeň je najnižší rýchlostný stupeň

**Poznámka:** v záujme ochrany kostí a svalov sa vyhnite dlhodobej masáži jedného bodu, ktorá by viedla k jeho poškodeniu.

## POUŽÍVANIE MASÁŽNYCH HLAVÍC




Aplikujte  
na všetky  
časti tela



Aplikujte  
na veľké svalové  
skupiny



Aplikujte  
na všetky  
kĺby v tele




Aplikujte  
okolo  
chrbtice

## VÝMĚNA MASÁŽNÍ HLAVICE



Odstrániť



Inštalácia




Inštalácia  
je dokončená

## NABÍJANIE

Keď je energia nižšia ako 5 %, indikátor začne blikať.

V tomto čase by malo byť zariadenie pripojené k nabíjačke.



- Pred prvým použitím sa uistite, že je plne nabitý
- Indikátor pri nabíjaní blinká a je jasný
- Čas nabíjania je približne 4 hodiny
- Na zaistenie bezpečnosti používania nepoužívajte masážnu pištoľ počas nabíjania
- Na ochranu životnosti batérie nečakajte, kým sa batéria vybije

## INDIKÁCIE

- Bolesť a kŕče spôsobené pomliaždeninami, podvrtnutiami a natiahnutiami
- Na rýchlejšiu regeneráciu opuchov
- Uvoľnené a zhrubnuté spojivé tkanivo a fascie
- Zníženie hromadenia kyseliny mliečnej vo svaloch
- Zvýšenie pohyblivosti kĺbov
- Odstránenie svalovej únavy

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb, musí sa tento výrobok používať v súlade s nasledujúcimi pokynmi.

- Používajú len dospelí.
- Používajte len na suchom čistom povrchu tela alebo na oblečení jemným stláčaním a pohybom po tele približne 60 sekúnd v každej oblasti.
- Masážny prístroj používajte len na mäkké telesné tkanivo podľa potreby bez toho, aby ste spôsobili bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte ho na hlavu ani na tvrdé alebo kostnaté časti tela.
- Používajte hlavice, ktoré majú najlepší požadovaný účinok na konkrétnu svalovú oblasť.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak. Často kontrolujte ošetrované oblasti a pri prvom náznaku bolesti alebo nepohodlia zariadenie okamžite zastavte.
- Prsty, vlasy alebo iné časti tela držte v dostatočnej vzdialenosti od hriadeľa a zadnej časti aplikátora, pretože by mohlo dôjsť k otláčeniu.
- Do vetracích otvorov masážneho prístroja nevkladajte žiadne predmety.
- Neponárajte zariadenie do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov masážneho zariadenia.
- Chráňte zariadenie pred pádom alebo nesprávnym použitím.
- Pred každým použitím zariadenie a batériu starostlivo skontrolujte. Do jednotlivých komponentov masážneho prístroja nijako nezasahujte ani ich nemeňte.
- Nikdy nenechávajte masážny prístroj bez dozoru, keď sa používa alebo nabíja.

## VAROVANIA

- Zariadenie neponárajte do vody.
- Chráňte pred kvapalinami a zdrojmi tepla.
- Chráňte vetracie otvory pred prachom a malými predmetmi.
- Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Akýkoľvek zásah do konštrukcie výrobku bude mať za následok stratu záruky na tento výrobok.
- Nepoužívajte ho nepretržite dlhšie ako jednu hodinu.
- Pred ďalším použitím nechajte zariadenie odpočívať aspoň 30 minút.
- Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Nezraňujte sa. Ak si nie ste istí vhodnosťou používania zariadenia, poraďte sa so svojím lekárom.
- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie uvedeným v príručke k výrobku.

## UPOZORNENIA

Bez predchádzajúceho súhlasu lekára nepoužívajte masážne prístroje ani žiadne vibračné zariadenia, ak sa vás týka niektorá z nasledujúcich možností:

Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, srdcová slabosť, nedávna operácia, epilepsia a migréna, hernia disku, spondylolistéza alebo spondylóza, nedávna výmena kĺbu alebo vnútromaternicové teliesko, kovové čapy alebo platničky alebo akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie. Krehké osoby alebo deti by mali byť pri používaní vibračného zariadenia v sprievode dospelaj osoby. Tieto kontraindikácie neznamenaajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné zariadenia, ale najprv

sa poraďte s lekárom. Prebiehajúci výskum účinkov vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu uvedených kontraindikácií. Praktické skúsenosti ukázali, že zaradenie vibračných cvičení do liečebného plánu sa odporúča vo viacerých prípadoch. Cvičenia sa musia vykonávať na základe odporúčania a s pomocou lekára alebo iného odborníka alebo fyzioterapeuta.

## ZÁRUKA

Záruka platí od okamihu zakúpenia. Ak výrobok zlyhá z dôvodu materiálových chýb alebo procesu navrhovania do 24 mesiacov, spoločnosť bezplatne opraví alebo vymení chybné diely, alebo nahradíť novými výrobkami, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- Nesprávne používanie alebo poškodenie zariadenia spôsobené prepravou.
- Neoprávnená demontáž alebo oprava tohto zariadenia.
- Nedodržanie návodu na použitie.
- Výrobok je poškodený v dôsledku neobvyklého prostredia skladovania alebo údržby zákazníkom.
- Ak nie je predložený doklad o kúpe, spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť záruku.

## PRÁVNE ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Ak trpíte niektorým zo stavov uvedených v časti Upozornenia, pri používaní lieku MISURA MB5 MINI sa vždy poraďte so svojím lekárom.

Spoločnosť MISURA Store s.r.o. nie je licencovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a vyhlasuje, že nemá žiadne odborné znalosti v oblasti diagnostiky, vyšetrovania alebo liečby zdravotných ťažkostí akéhokoľvek druhu alebo určovania účinku konkrétneho cvičenia alebo terapie na akýkoľvek zdravotný stav. Pri účasti na akomkoľvek cvičení alebo terapii existuje možnosť fyzického zranenia. Ak sa zapojíte do takéhoto cvičenia alebo terapie, súhlasíte s tým, že tak robíte na vlastné riziko, dobrovoľne sa zúčastňujete na týchto aktivitách, a tým na seba preberáte všetko riziko úrazu. Týmto zároveň súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých známych alebo neznámych nárokov voči spoločnosti MISURA Store s.r.o. vyplývajúcich z nedbanlivosti.

Musíte mať viac ako 18 rokov. Ak pocítite silnú bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte zariadenie používať. Každý cvičebný program vrátane tohto môže viesť k zraneniu. Pred začatím tohto alebo akéhokoľvek iného cvičebného alebo terapeutického programu sa poraďte s lekárom. Výrobcovia, distribútori, dodávatelia a predajcovia sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek straty v súvislosti s informáciami, ukážkami cvičení alebo pokynmi uvedenými v tomto dokumente.


Copyright® 2024. MISURA Store s.r.o. 24-mesačná obmedzená záruka. Platia zmluvné podmienky.



Ďakujeme vám za váš nákup.  
V prípade potreby nás kontaktujte na adrese:

**Výrobca / Dovozca**

MISURA Store s.r.o.,  
ID: CZ264 03 714  
[www.misura.shop](http://www.misura.shop)  
[info@misura.shop](mailto:info@misura.shop)



Nie sú ničím spôsobilé na všetky typografické chyby.